













| Modell | Hersteller/ Vertreiber | Insulinpatronen | Dosieschritte | Farben | Material |
|--|---------------------------|----------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| Autopen 24®  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 21 E. (grün), 42 E. (blau) • Insulinabgabe: halbautomatisch • Geringer Kraftaufwand | Owen Mumford | Sanofi-Aventis | 1 E., 2 E. | grün (1 E.), blau (2 E.) | Kunststoff |
| Autopen Classic®  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 21 E. (grün), 42 E. (blau) • Insulinabgabe: halbautomatisch • Geringer Kraftaufwand | Owen Mumford | Berlin Chemie, Lilly | 1 E., 2 E. | grün (1 E.), blau (2 E.) | Kunststoff |
| BerliPen® areo 3  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 60 E. • Insulinabgabe: manuell • Hör- und fühlbare Dosiseinstellung | Berlin Chemie | Berlin Chemie | 1 E. | blau, gelb, grün, rot, schwarz | Metall und Kunststoff |
| BerliPen® Junior  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 25 E. • Insulinabgabe: manuell | Berlin Chemie | Berlin Chemie | 0,5 E. | grün, orange | Metall und Kunststoff |
| BerliPen® Precision  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 25 E. • Insulinabgabe: manuell • Dosisvorwahl wird über diskretes aber gut hörbares Klicken bestätigt | Berlin Chemie | Berlin Chemie | 0,5 E. | schwarz, weiß | Metall und Kunststoff |
| ClikStar®  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 80 E. • Insulinabgabe: manuell • Geringer Kraftaufwand | Sanofi | Sanofi | 1 E. | blau, silber | Metall |
| HumaPen® Luxura HD  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 30 E. • Insulinabgabe: manuell | Lilly | Lilly | 0,5 E. | dschungelgrün | Metall und Kunststoff |
| HumaPen® savvio  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 60 E. • Kurz und leicht • Dosiskorrektur ohne Insulinverlust • Hörbare Klicks als akustische Bestätigung | Lilly | Lilly | 1 E. | blau, graphit, grün, rosa, rot, silber | Metall (eloxiertes Aluminium) |
| JuniorStar®  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 30 E. • Insulinabgabe: manuell • Kinderleicht: einfache Dosiskorrektur, großes Display, geringes Gewicht | Haselmeier/ Sanofi | Sanofi | 0,5 E. | blau, rot, silber | Kunststoff |
| NovoPen® 5  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 60 E. • Insulinabgabe: manuell • Großes Fenster für die Dosieranzeige • Memory-Funktion zeigt Dosis und Zeit der letzten Injektion an | Novo Nordisk | Novo Nordisk | 1 E. | blau, silber | Metall und Kunststoff |
| NovoPen® Echo  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 30 E. • Insulinabgabe: manuell • Memory-Funktion zeigt Dosis und Zeit der letzten Injektion an | Novo Nordisk | Novo Nordisk | 0,5 E. | blau, rot | Metall und Kunststoff |
| TactiPen®  <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dosis: 60 E. • Insulinabgabe: manuell • Leichte Dosiskorrektur ohne Insulinverlust | Sanofi | Sanofi | 1 E. | blau, rot, schwarz, silber | Metall und Kunststoff |

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte Gebrauchsanweisung beachten.

Ihre kostenlose Servicenummer für Beratung und Bestellung: 0800 3423973
www.diaexpert.de · info@diaexpert.de